



鼻腔または鼻咽頭ぬぐい液で簡単に検査ができる 新型コロナウイルスの抗原検査キットです




1. 説明書の確認



2. 検体の採取



3. 検査



4. 判定



約15分で検出

添付文書、説明書（操作ガイド等）をよく読み、検査を実施してください。
 誤った使い方をした場合は正しい結果が得られない可能性があります。
 厚生労働省の病原体検査の指針によりますと、鼻咽頭ぬぐい液の自己採取はできず
 医療者による採取が必要となります。

承認番号:30400EZ00012000

SARSコロナウイルス抗原キット
GLINE-2019-nCoV Agキット (1テスト)

体外診断用医薬品


簡便

迅速

内容物

- ①反応カセット（個包装） x 1個
- ②抽出液入りチューブ x 1本
- ③鼻腔スワブ x 1本
- ④廃棄用袋 x 1袋

本キットの付属品には鼻咽頭スワブは含まれていません。鼻咽頭ぬぐい液で検査をする場合には、市販品の鼻咽頭スワブの用意が必要です。



※外観等が変更になる場合があります。

詳しくはこちら
 操作手順を動画で
 確認できます


https://www.mbl.co.jp/products/ivd/GLINE-2019-nCoV_Ag_Kit.html


【カタログ作成年月:2022年2月】 情報有効期限:2022年2月~2022年3月末 又は 改訂版を発行するまで 【最新の情報は当社までお問い合わせください。
 【情報有効期限の過ぎたPDFファイルは消去してください。】 本PDF、掲載情報の転送、複製、転載はお控えください。 【ご使用の際には、添付文書をよくお読みください。

製造販売元

MBL 株式会社 医学生物学研究所
A JSR Life Sciences Company <https://ivd.mbl.co.jp/>

<お問い合わせ先（本社）>

〒105-0012

東京都港区芝大門2丁目11番8号 住友不動産芝大門二丁目ビル

TEL : 03-6854-3611

E-mail : kensa@mbi.co.jp