

女性にAEDを使うのを ためらわないで!!

服をすべて脱がさなくても、AED は使用できます!

パッドを

素肌に直接貼り付ける
ことができている場合は、**ブラジャー**
を外す必要はありません。
服の下で下着をずらして、
右の鎖骨の下と
左のわき腹のあたりに
貼ることで対応できます。

AEDのパッドに描かれている
イラストをご参照ください。



金属製品 (ブラジャーのワイヤー部分、ネックレス等)
は**パッドに触れさせない**
ようにしてください。
パッドに触れていなければ、
ネックレスは無理に取り外
す必要はありません。

パッドを貼った後に、上から上着やタオルなどをかけても大丈夫です

その他の注意事項

- * 汗などで胸が濡れている場合は、水分を拭き取ってください。
- * 電極パッドを貼る部分に貼り薬 (湿布等) が貼られている場合は、貼り薬を剥がしてください。
- * ペースメーカー等が植え込まれている場合 (胸に硬いこぶのようなでっぱりが見える) は、このでっぱりを避けて電極パッドを貼ってください。
- * 車内など、揺れている場所では使用しないでください。

**重要なことは
電気ショックの時間を
遅らせないことです**

電気ショックが1分遅れるごとに
救命率は10%ずつ低下します

完璧でなくても構わないので、命を助けるために、
勇気を持って一步を踏み出してください

【問合せ先】神奈川県医療整備・人材課

電話:045-210-4874(直通)

【出典】東京都多摩府中保健所

【監修】公益財団法人 日本AED財団